

OPIS



Fantom niemowlaka przeznaczony do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.

Posiada funkcje:

- wentylacji mechanicznej
- kaniulacji doszpikowej
- symulacji zapisu rytmu EKG



Laerdal ALS Baby Trainer

ZASTOSOWANIE



Szkolenie kadry medycznej z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowląt.

KONTAKT



Zakład Ratownictwa Medycznego,
blazej.andrejanczyk@apsl.edu.pl

MIEJSCE



Instytut Nauk o Zdrowiu